

Моноклональное Антитело Anti-Cd90/Thy1 Для Проточной Цитометрии - P04216

Артикул: CM0004225

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD90/Thy1, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для анализа экспрессии CD90 на клеточной поверхности в исследованиях иммунологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human CD90/Thy1 mAb
Примечания/Псевдоним	CD90; CDw90
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7070
GeneID	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 20-130 человеческого CD90/Thy1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом