

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd90/Thy1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P01831

Артикул: CM0008305

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против CD90/Thy1 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Распознаёт антиген Thy-1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области нейронауки и клеточных мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАт кролика против CD90/Thy1
Примечания/псевдонимы	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7070
GeneID	21838
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 мышиного CD90/Thy1 (NP_033408.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом