

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd90/Thy1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P04216

Артикул: CM0021221

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого CD90/Thy1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают эндогенный мембранный гликопротеин Thy-1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к CD90/Thy1
Примечания/алиасы	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7070
GeneID	7070
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-130 человеческого CD90/Thy1 (NP_006279.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом