

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd93 Для If/Icc, Fc, Elisa - O89103

Артикул: CM0004083

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD93 (рецептор C1q, Ly68) для IF/ICC, проточной цитометрии и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим CD93. Идеально для изучения фагоцитоза, воспаления и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD93 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	22918
GeneID	17064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-181 мышиного CD93 (NP_034870.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O89103
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом