

Моноклональное Антитело Против Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0005899



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD94 (KLRD1), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований иммунного мониторинга NK-клеток и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD94, моноклональное
Примечания / Алиасы	KLRD1; CD94; антиген NK-клеток CD94
Вид	Человек
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD94
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	17 кДа / 20 кДа
Доставка	С пакетом льда