


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd95 Для Ифа, Пц - P25446

Артикул: CM0006041



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышинового CD95/FAS (а.о. 22-169). Валидировано для ИФА и проточной цитометрии. Распознает рецептор FAS, опосредующий апоптоз, в тканях мыши. Идеально подходит для исследований апоптоза и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD95 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид	Мышь
GeneID (человек)	355
GeneID	14102
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-169 CD95 (NP_032013.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФА, ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом