


Моноклональное Антитело Anti-Cd95/Fas () Для Проточной Цитометрии - P25446

Артикул: CM0008887



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD95/FAS, напрямую конъюгированное с для проточной цитометрии. Подходит для исследования апоптоза в тканях тимуса, печени, легких и сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD95/FAS (mAb)
Примечания/Синонимы	Ipr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид	Мышь
ID гена (человек)	355
ID гена (мышь)	14102
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-169 мышиного CD95/FAS. (NP_032013.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом