

Моноклональное Антитело Против Cd95/Fas Для Wb, If/Icc, Elisa — P25445

Артикул: CM0005642



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD95/FAS (UniProt P25445). Валидировано для вестерн-блота, IF/ICC и ELISA, подходит для исследований апоптоза и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD95/FAS
Примечания/алиасы	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	355
ID гена	355
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–173 человеческого CD95/FAS (NP_000034.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25445
Молекулярная масса белка	9–38 кДа
Доставка	Холодильный пакет