

## Поликлональные Антитела К Cd96 Для Wb, Elisa - P40200

Артикул: CM0024294



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CD96 человека (TACTILE), валидированные для методов WB и ELISA. Обнаруживают CD96 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения адгезии Т-клеток и NK-клеток, а также иммунных ответов на поздних стадиях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к CD96                                                                                        |
| Примечания/Синонимы       | TACTILE; CD96                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                        |
| GeneID (Человек)          | 10225                                                                                                                          |
| GeneID                    | 10225                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-370 CD96 человека (NP_937839.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                        |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                           |
| SWISS                     | P40200                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 66 кДа                                                                                                                         |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                 |