

Кроличье Моноклональное Анти-Cd96 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии И Ифа - P40200

Артикул: CM0007589



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD96, валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Распознает человеческий CD96, рецептор адгезии Т-клеток и NK-клеток, участвующий в поздних иммунных ответах. Подходит для исследований взаимодействия иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD96 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Поверхностный антиген клеток CD96; CD96
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10225
GeneID	10225
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-519 человеческого CD96 (NP_937839.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40200
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент