

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd96/Tactile Для Фц, Ифа — Q3U0X8

Артикул: CM0004167



введение

Моноклональное антитело кролика против мышиногo CD96/TACTILE. Валидировано для проточной цитометрии (ФЦ) и ИФА. Направлено на поверхностный белок Т-клеток, участвующий в адгезии NK-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD96/TACTILE
Примечания/алиасы	Tactile; 1700109I12Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10225
GeneID (мышь)	84544
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 35-536 мышиногo CD96/TACTILE (NP_115854.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3U0X8
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента