

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cd97 (Adgre5) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P48960

Артикул: CM0028383



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CD97 (ADGRE5). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для исследования адгезии лейкоцитов, миграции и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD97 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CD97; TM7LN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	976
ID гена	976
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240–435 человеческого CD97 (NP_001775.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48960
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С холодоэлементом