


Моноклональное Антитело Против Cd97 () Для Проточной Цитометрии - P48960

Артикул: CM0008164



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело против человеческого CD97, валидированное для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим CD97, лейкоцитарным адгезивным GPCR, участвующим в миграции и воспалении. Подходит для исследований IVD и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD97, конъюгированное с
Примечания/Альтернативные названия	CD97; TM7LN1
Вид	Человек
ID гена	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-398 человеческого CD97 (NP_510966.1)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48960
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом