

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd97 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Z0M6

Артикул: CM0020489

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный CD97 (Adgre5), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения адгезии и миграции лейкоцитов, а также сигнальных путей GPCR в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD97
Примечания/Альтернативные названия	Cd97; TM7LN1; CD97
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	976
ID гена	26364
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 мышиного CD97. (NP_036055.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Z0M6
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом