

Моноклональное Антитело К Cd98 Для Проточной Цитометрии — P10852

Артикул: CM0009616



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD98 (SLC3A2), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения транспорта аминокислот, сигналинга интегринов и прогрессии опухолей на мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к мышиному CD98, мкА
Примечания/синонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6520
GeneID	17254
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 105-526 мышинного CD98 (NP_032603.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58кДа
Доставка	С ледяным пакетом