

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd98 Для Вестерн-Блоттинга - P10852

Артикул: CM0022170



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против мышинного CD98 (SLC3A2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на тканях мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, молекулярная масса 58 кДа. Идеально подходит для исследований транспорта аминокислот и сигнальных путей интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD98 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
Вид	Мышь
GeneID	17254
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-526 мышинного CD98. (NP_032603.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58kDa
Доставка	Сумка со льдом