

Моноклональное Антитело Anti-Cd98/Slc3A2 Для Wb, If, Ihc, Elisa — P08195

Артикул: CM0007849



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD98/SLC3A2 (4F2hc), валидированное для WB, IF, IHC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований переносчиков аминокислот и сигнального пути интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb CD98/SLC3A2
Примечания/псевдонимы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
GeneID (человек)	6520
GeneID	6520
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 человеческого SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	58-71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом