

Моноклональное Антитело Против Anti-Cd98/Slc3A2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P08195 / P10852

Артикул: CM0002884



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого/мышинного CD98/SLC3A2, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с человеческим и крысиным белком. Мишень — тяжелая цепь аминокислотных транспортеров, участвующих в обмене аминокислот и сигналинге интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] CD98/SLC3A2 кроличье PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NCAE; CD98HC
Вид	Человек/Мышь
ID гена (Человек)	6520
ID гена	6520/17254
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 человеческого/мышинного SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08195/P10852
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Хладоэлемент