

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd98/Slc3A2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Ифа - P08195

Артикул: CM0006767



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD98/SLC3A2 (58 кДа, P08195). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Нацелено на тяжелую цепь транспортеров аминокислот, участвующих в поглощении питательных веществ, сигнальной передаче интегринов и проникновении вирусов. Идеально подходит для разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6520
GeneID	6520
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 461-630 человеческого SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08195
Молекулярный вес белка	58kDa
Доставка	С ледяным пакетом