


Поликлональные Антитела К Anti-Cd99 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P14209

Артикул: CM0023366



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CD99, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на человеческий CD99 (MIC2, 19 кДа), участвующий в адгезии Т-клеток и экстравазации лейкоцитов. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD99 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Вид	Человек
GeneID (человек)	4267
GeneID	4267
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 23-124 человеческого CD99 (NP_002405.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом