

Поликлональное Антитело Против Cd99 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P14209

Артикул: CM0020880



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD99, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека. Нацелено на антиген CD99, участвующий в адгезии Т-клеток и трансмиграции лейкоцитов. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 23-185).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD99
Примечания/Альтернативные названия	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4267
ID гена	4267
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом