


Кроличья Моноклональная Антитела К Cd99 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa — P14209

Артикул: CM0010785



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к CD99, валидированная для WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Реагирует с человеческим антигеном CD99 (MIC2, HBA71), участвующим в адгезии Т-клеток. GeneID: 4267, SWISS: P14209.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD99 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Вид	Человек
GeneID (человек)	4267
GeneID	4267
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-123 человеческого CD99 (NP_002405.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярная масса белка	16-19 кДа
Доставка	Ледяной пакет