

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cd99L2 Для Вестерн-Блоттинга - Q8Tcz2

Артикул: CM0022037

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против CD99L2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с CD99L2 человека, мыши и крысы. CD99L2 играет роль в экстравазации лейкоцитов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD99L2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD99B; MIC2L1; CD99L2
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	83692
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-185 человеческого CD99L2 (NP_113650.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TCZ2
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом