


Моноклональное Антитело Против Cda Для Wb, Ihc-P, Elisa — P32320

Артикул: CM0007509



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой CDA (цитидиндезаминазы), подходящее для WB, IHC-P, ELISA. Валидировано для человека и мыши. Расчётная молекулярная масса — 16 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CDA
Примечания/синонимы	CDD; CDA
Вид	Человек
GeneID (человек)	978
GeneID	978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческой CDA (NP_001776.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P32320
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом