


Поликлональные Антитела Против Cda Для Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Артикул: CM0024184



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против цитидиндезаминазы (CDA), валидированные для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают CDA человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения метаболизма нуклеозидов. Номер доступа: P32320.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CDD, CDA
Вид	Человек
ID гена	978
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческого CDA (NP_001776.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32320
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом