

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cda Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Артикул: CM0015100



введение

Поликлональное кроличье антитело против цитидиндезаминазы (CDA), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Определяет CDA человека и мыши (16 кДа); идеально подходит для исследований метаболизма нуклеотидов и гранулоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело CDA pAb
Примечания/синоним	CDD; CDA
Вид	Человек
GeneID (человек)	978
GeneID	978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческой CDA (NP_001776.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P32320
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом