

Поликлональное Антитело Кролика Против Cdc123 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 075794

Артикул: CM0014549



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CDC123 (D123, C10orf7), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований инициации трансляции и изучения комплекса eIF2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CDC123
Примечания/Альтернативные названия	D123; C10orf7; CDC123
Вид	Человек
GeneID	8872
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-336 человеческого CDC123 (NP_006014.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075794
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом