


Анти-Cdc16 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - Q13042

Артикул: CM0025708



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CDC16 (APC6). Валидированы для WB, IHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения функции комплекса APC/C, регуляции клеточного цикла и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC16 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8881
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 371-620 человеческого CDC16 (NP_003894.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13042
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом