


Поликлональное Антитело Против Cdc20 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q12834

Артикул: CM0014786



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CDC20, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт CDC20 человека и мыши — ключевой активатор APC/C и компонент митотической контрольной точки. Подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC20 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	991
Идентификатор гена	991
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого CDC20 (NP_001246.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q12834
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом