


Анти-Cdc20 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Артикул: CM0015382



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CDC20 (p55CDC), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, митоза и APC/C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC20 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Вид	Человек
GeneID	991
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого CDC20 (NP_001246.2?).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12834
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом