


## Анти-Cdc23 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Ujx2

Артикул: CM0012589



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CDC23 (APC8, ANAPC8), валидированное для WB и ELISA. Подходит для исследований клеточного цикла и убиквитин-лигазы, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CDC23 кроличье mAb                                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)          | 8697                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 8697                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 498-597 человеческого CDC23 (Q9UJX2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q9UJX2                                                                                                                                     |
| Молекулярный вес белка    | 69 кДа                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                             |