


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cdc23 Для Вб, Игг-П, Ифа — Q9Ujx2

Артикул: CM0017187



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CDC23 (APC8). Валидированы для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC23 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Вид	Человек
GeneID (человек)	8697
GeneID	8697
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-150 человеческого CDC23 (NP_004652.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJX2
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Хладоэлемент