


Анти-Cdc25A Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P30304

Артикул: CM0004684



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого CDC25A (фосфатаза-индуктор М-фазы 1). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC25A кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CDC25A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	993
GeneID	993
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 376-524 человеческого CDC25A (NP_001780.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30304
Молекулярный вес белка	54кДа/59кДа
Доставка	Ледяной пакет