

Моноклональное Антитело Против Cdc25C Для Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Артикул: CM0002137



введение

Кроличье моноклональное антитело против Cdc25C, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает Cdc25C человека, мыши и крысы — важный митотический регулятор и фосфатазу CDK1. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Cdc25C кроличьи mAb
Примечания/синонимы	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
Вид	Человек
GeneID (человек)	995
GeneID	995
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Cdc25C (P30307).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30307
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Холодильный пакет