

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdc25C Для Вб, Ифа - P30307

Артикул: CM0022399



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CDC25C, валидированное для ВБ и ИФА. Реагирует с CDC25C человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования клеточного цикла и митоза. SWISS: P30307.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC25C кроличье pAb
Примечания/псевдонимы	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Вид	Человек
GeneID (человек)	995
GeneID	995
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 человеческого CDC25C (NP_001781.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30307
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Ледяной пакет