


Моноклональное Антитело Anti-Cdc27 Для Wb, Elisa — P30260

Артикул: CM0012764



введение

Рекламное моноклональное антитело кролика к CDC27, валидированное для WB и ELISA, нацеленное на CDC27 (APC3) человека и мыши. Важный инструмент для исследований клеточного цикла и убиквитин-лигазы APC/C с расчетной массой около 92 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CDC27
Примечания/синонимы	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	996
Идентификатор гена	996
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 702–824 человеческого CDC27 (P30260).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P30260
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент