

Поликлональные Антитела Против Cdc34 Для Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Артикул: CM0028900



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CDC34 (UBE2R1, E2-CDC34). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для изучения убиквитинирования и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC34 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Вид	Человек
ID гена	997
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-236 человеческого CDC34 (NP_004350.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49427
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом