

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdc34 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49427

Артикул: CM0012630



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CDC34 (UBE2R1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает убиквитин-конъюгирующий фермент E2 R1, необходимый для убиквитин-опосредованного протеолиза и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для исследований путей деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC34 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	UBC3; UBCN3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Вид	Человек
GeneID (Человек)	997
GeneID	997
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-236 человеческого CDC34 (P49427).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49427
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом