


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdc37 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16543

Артикул: CM0010140



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на CDC37 (ко-шаперон Hsp90). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC37 кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	P50CDC37; CDC37
Вид	Человек
GeneID (человек)	11140
GeneID	11140
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CDC37 (Q16543)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16543
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Холодильный пакет