


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cdc37 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - Q16543

Артикул: CM0026964



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CDC37, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA на образцах человека и мыши. Нацелены на ко-шаперон Hsp90 Cdc37 (44 кДа), участвующий в стабилизации киназ. Идеальны для исследований в области биологии шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CDC37
Примечания/Альтернативные названия	P50CDC37; CDC37
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11140
GeneID	11140
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 белка CDC37 человека (NP_008996.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16543
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом