

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdc42 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P60953

Артикул: CM0003769



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CDC42 (также мышинный, крысиный) и валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения контроля деления клеток, актинового цитоскелета и поляризации эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC42 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Вид	Человек
GeneID (Человек)	998
GeneID	998
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-191 человеческого CDC42 (P60953)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60953
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом