

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cdc42 Для If/Icc, Ифа - P60953

Артикул: CM0016895



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CDC42, оптимизированное для IF/ICC и ИФА. Нацелено на малую GTPазу, участвующую в поляризации клеток, миграции и ремоделировании цитоскелета. Подходит для исследований в области клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC42 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Вид	Человек
GeneID (человек)	998
GeneID	998
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-186 человеческого CDC42 (NP_001782.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P60953
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом