

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdc42Ep3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uki2

Артикул: CM0029467

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CDC42EP3 (BORG2/CEP3), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Полезно для изучения организации актинового цитоскелета и морфологии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC42EP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10602
GeneID	10602
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-254 человеческого CDC42EP3 (NP_006440.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKI2
Молекулярный вес белка	28kDa
Доставка	В ледяном пакете