

## Поликлональное Антитело Против Cdc45 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75419

Артикул: CM0022377



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CDC45, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Важный ключевой компонент CMG-хеликазы для инициации репликации ДНК. Идеально для исследований клеточного цикла и хромосом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CDC45 Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Алиасы         | CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 8318                                                                                                                             |
| ID гена                   | 8318                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого CDC45 (NP_003495.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | O75419                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 66 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                |