

Анти-Cdc5L Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q99459

Артикул: CM0025828



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CDC5L (а.о. 563-802), для применения в WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований клеточного цикла и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC5L кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	988
ID гена	988
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 563-802 человеческого CDC5L (NP_001244.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99459
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом