


Поликлональное Антитело Anti-Cdc6 Для Вестерн-Блоттинга — Q99741

Артикул: CM0021434



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Cdc6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований репликации ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Cdc6
Примечания/синонимы	CDC18L; HsCDC6; MGOR55; HsCDC18; Cdc6
Вид	Человек
GeneID (человек)	990
GeneID	990
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-560 человеческого Cdc6 (Q99741)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q99741
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом