

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cdca3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q99618

Артикул: CM0004464

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CDCA3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Распознает человеческий белок CDCA3 — белок, ассоциированный с клеточным делением, участвующий в вступлении в митоз. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к CDCA3
Примечания/Алиасы	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Вид	Человек
ИД гена	83461 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1-100 человеческого CDCA3 (Q99618).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99618
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом