

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Cdca3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q99618

Артикул: CM0023838

введение

Поликлональные антитела Anti-CDCA3 из кролика, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Детектируют человеческий и мышиный белок CDCA3, триггер вступления в митоз. Идеальны для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDCA3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83461
GeneID	83461
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 100 до С-конца человеческого белка CDCA3 (NP_001284531.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99618
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом