

Поликлональные Антитела Против Cdca5 Для Wb - Q96Ff9

Артикул: CM0022910

введение

Кроличьи pAb против CDCA5 — это поликлональные антитела, полученные от кроликов против человеческого CDCA5 (сорорина). Валидированы для WB и ELISA, реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сцепления сестринских хроматид и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDCA5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SORORIN; CDCA5
Вид	Человек
ID гена	113130
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-150 человеческого CDCA5 (NP_542399.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FF9
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом