


Кроличья Поликлональная Антитело К Cdca8 Для Wb, Elisa — Q53HL2

Артикул: CM0015868



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого CDCA8, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Валидировано для исследований митоза и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CDCA8
Примечания/Альтернативные названия	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Вид	Человек
ID гена (человек)	55143
ID гена	55143
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–124 человеческого CDCA8 (NP_060571.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53HL2
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет